



## ИНСТРУКЦИЯ

*для самостоятельного сбора, маркировки, упаковки, хранения и отправки биологических образцов для генетического исследования анализа ДНК по установлению биологического родства*

**Важно!** Пожалуйста, перед началом прочтите полностью Инструкцию. Производите забор биологических образцов по одному для каждого из участников.

**Примечание:** Для того, чтобы правильно сделать забор образца необходимо, чтобы перед этим рот был чистым. Взрослым и детям необходимо три раза тщательно прополоснуть рот теплой водой. Младенцам перед взятием образца надо дать попить воду комнатной температуры из бутылочки.

### Взятие образца

1. Тщательно, не менее трех раз, прополосните рот водой (для младенцев – бутылочку воды)
2. Надпишите вложенные конверты для каждого участника в отдельности, указав имя и национальность (необходима для выбора эталонной популяции при вероятностных расчетах) и статус предполагаемых взаимоотношений (например: отец, мать, сын/дочь)
3. **Не прикасайтесь к концам ватной палочки!** Тщательно потрите каждой из ватных палочек по внутренней стороне щеки (**отдельная ватная палочка для каждой из щек**) не менее 20 раз каждую (примерно 1 минута), стараясь охватить всю поверхность внутренней стороны щеки
4. Образцы необходимо подсушить не менее 30 мин при комнатной температуре, после чего положите их в конверт с соответствующим именем
5. Запечатайте конверт и начните взятие образцов у остальных участников (начинайте с пункта 3 для каждого из участников)
6. Когда Вы закончите, должно быть по одному запечатанному конверту для каждого из участвующих в тесте, каждый из которых должен содержать по 2 ватные палочки с собранными образцами
7. Заполните Заявку на проведение генетического исследования, подпишите договор и вложите в большой конверт, вместе с остальными маленькими конвертами и вышлите экспресс почтой или нашим курьером, предварительно согласовав время и место, либо принеся в нашу клинику. Если высылается по почте, не забудьте приложить квитанцию об оплате.
9. При оплате через Почту России, заполните в предоставленном Счете свое имя и адрес и подпишите его. Перед отправкой вложите чек оплаты в большой конверт

### Адрес для отправки:

ДНК Центр ООО «Развитие Плюс»  
Российская Федерация, 125315 Москва  
ул Часовая 25